

Bevor Sie das Zubehör das erste Mal verwenden, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und zusätzlich die Bedienungsanleitung des Geräts, mit dem Sie das Zubehör benutzen.

1 Gesamtillustration




Abb. 1: Thermoblock DWP 2000

2 Thermoblock verwenden



VORSICHT! Verbrennungsgefahr am heißen Thermoblock.

Beim Betrieb mit der epMotion kann der Thermoblock Temperaturen bis 96 °C erreichen.

- ▶ Berühren Sie den heißen Thermoblock nicht.
- ▶ Warten Sie, bis der Thermoblock vollständig abgekühlt ist.